



Das **HotDog®Wärmesystem** ist ein geräuschlos-arbeitendes, luft- und wasserfreies, wiederaufbereites Wärmesystem.

Das System besteht aus einem Steuergerät und Wärmedecken in verschiedenen Größen.

Das **Steuergerät** ist sehr einfach zu bedienen. Per Touchscreen wird die gewünschte Temperatur zwischen 37° bis hin zu 43° C reguliert. Es besteht die Möglichkeit vier Wärmedecken gleichzeitig zu bedienen.

Die Wärmedecken enthalten die patentierte **ThermAssure™** Gewebefaser. Bei **ThermAssure™** handelt es sich um ein Polymer, welches auf niedrige Spannungen reagiert, in Wärme umwandelt und diese gleichmäßig verteilt. Eine Überhitzung einzelner Stellen („Hot Spots“) ist ausgeschlossen.

Jede Wärmedecke enthält einen **Sensor**, welcher den elektrischen Widerstand kontinuierlich überprüft und die perfekte Temperatur garantiert. Ein zweiter Sensor dient als Sicherheit, um die Patienten vor Überhitzung zu schützen.

Art.-Nr.	Beschreibung
WC77V	Steuergerät Multiport (zum Anschluss von 4 Wärmedecken)
V102	HotDog Wärmedecke Größe S 25x58 cm
V103	HotDog Wärmedecke Größe M 40x55 cm
V104	HotDog Wärmedecke Größe L 55x78 cm
V105	HotDog Wärmedecke Größe XL 71x129 cm

